


**Rasa Simentalska - program niemiecki**

# HIGHRISE

DE0949760753 / ur. 2014-05-14

OJCIEC		MATKA	
HURRICAN		RICKY	
OJCIEC OJCA	MATKA OJCA	OJCIEC MATKI	MATKA MATKI
HULKOR	WARIA	RICKI	REGATTA

**PARAMETRY OGÓLNE**

GZW łączny indeks hodowlany	Rodzaj wyceny	Data wyceny	% rasy głównej	% HF	Ind. Ogól.
<b>117</b>	<b>GENOM.</b>	<b>19-mar</b>	<b>97</b>	<b>3</b>	<b>117</b>

**CECHY PRODUKCYJNE**

indeks dla cech mlecznych ( MW)	wyd. mleka [kg]	wyd. tłuszczu [kg]	% tłuszczu	wyd. białka [kg]	% białka
<b>125</b>	<b>929</b>	<b>37</b>	<b>-0.01</b>	<b>35</b>	<b>0.02</b>

**MIĘSNOŚĆ**

indeks dla cech mięsnych (FW)	przyrosty netto	zawartość mięsa w tuszy	klasa handlowa
<b>108</b>	<b>107</b>	<b>101</b>	<b>110</b>

**FUNKCJONAL.**

fitness	szybkość oddaw. MI. (MBK)	wytrwałość laktacji (PERS)	zawartość kom. somatycznych (ZZ)	indeks długowieczności (ND)	plodność	zdrowotność wymienia	łatwość porod. - czyn. ojców.	łatwość porod. - czyn. matecz.	żywność cieląt	wart. ekolog.
<b>90</b>	<b>104</b>	<b>117</b>	<b>112</b>	<b>94</b>	<b>69</b>	<b>109</b>	<b>95</b>	<b>89</b>	<b>101</b>	<b>109</b>

**POKRÓJ**

				75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	
KALIBER	93	mały													duży
UMIĘŚNIENIE	100	słabe													mocne
NOGI	89	słabe													mocne
WYMIĘ	99	niepożądane													pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU	95	niska													wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU	92	krótki													długi
SZEROKOŚĆ ZADU	94	wąski													szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS.	100	płytka													głęboka
USTAWIENIE ZADU	114	uniesiony													spadzisty
USTAW. STAWU SKOK.	93	pionowy													szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK.	77	limfatyczna													sucha
PĘCINA	95	miękka													spionowana
PIĘTKA	103	niska													wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM.	102	krótkie													długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM.	102	krótkie													długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA	92	niskie													wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE	101	słabe													mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	92	głębokie													płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	109	krótkie													długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW	111	cienkie													grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED.	109	zewnątrzne													wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH	104	zewnątrzne													wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH	100	na zewnątrz													do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA	109	przystrzyki													czyste wymię